

Одноэтапный имплантат с винтовой фиксацией протеза


Radix-DM

Абатмент диаметром 3,7 мм
предназначен для винтовой фиксации

Коническая резьба, диаметром 2,8 мм,
уменьшается к вершукке имплантата

Чистый титан Grade 4
специально обработанный давлением
для повышения механической прочности

L, мм	Конус 20 градусов	Конус 10 градусов
10	52010	51010
13	52013	51013
15	52015	51015
18	52018	51018



Сверло D180




Сверло D230



Отвертка прямая S635 (для ключа N37)



Динамометрический ключ-трещотка N200




Ключ



N37

Отвертки



XN125-1



N125-2



X125


Одноэтапный имплантат с винтовой фиксацией протеза

Radix-DM



Снятие оттиска

Конус 20 градусов

Открытая ложка



Закрытая ложка




Конус 10 градусов

Открытая ложка



Закрытая ложка



Винт фиксирующий
X160